

## FICHA TECNICA

### NIPRO STERILE LATEX SURGICAL POWDERED GLOVES

#### DESCRIPCION:

- Doble empaque individual conteniendo 01 par de guantes.
- Envoltura Externa: Papel grado medico laminado
- Envoltura Interna: papel kraft blanqueado, con rotulado de fácil identificación del guante derecho del guante izquierdo.
- Peel open, que garantiza la integridad y esterilidad del producto.
- Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
- Esterilizado por Rayos Gamma, hipoalergénico.

#### CARACTERISTICAS :

- Elaborados de 100% Latex natural, ligeramente lubricados con polvo biodegradable calidad USP.
- Resistente a la elongación y al manipuleo.
- Color: natural (blanco cremoso)
- De forma anatómica, zona de agarre texturada y con superficie lisa, tersa y uniforme antideslizante.
- Cumple con las pruebas de nivel de calidad de acuerdo a las Normas Internacionales Vigentes ASTM D 3577
- Cada guante lleva impreso de forma clara y legible su talla.
- El puño ejerce una presión adecuada para evitar deslizamientos.
- Con ajuste ergonómico a ambas manos.
- Posee un orillo en el puño extremo, el cual mantiene su elasticidad.
- Borde enrollado que facilita la colocación brindando mayor seguridad.



#### INDICACIONES :

- En toda intervención quirúrgica y demás procedimientos en los que se requiera contacto directo con sangre, líquidos corporales y desechos.
- Como barrera protectora para evitar la mutua transmisión de gérmenes patógenos entre el personal de salud y el paciente.

#### DIMENSIONES :

TALLA	ANCHO Y LARGO (mm)	ESPESOR MINIMO (mm)		
		DEDO	PALMA	PUÑO
6.5	83 ± 5 x 280	0.15 (+/- 0.02)	0.13 (+/- 0.02)	0.12 (+/- 0.02)
7	89 ± 5 x 280			
7.5	95 ± 5 x 280			
8.0	102 ± 6 x 280			

#### PRECAUCIONES:

- Dispositivo para un solo uso.
- No usar si el empaque se encuentra abierto o dañado.

**FORMA DE PRESENTACION:** Sobre / bolsa conteniendo 01 par de guantes en caja de carton x 50 pares

**PROCEDENCIA:** Elaborado por TG MEDICAL SDN BHD MALASIA

**REGISTRO SANITARIO:** DM4648E

El presente documento es válido sólo con el nombre y firma autógrafa de personal autorizado para su expedición

Página 1